

MAVENA

DERMA VİTAMİN B₁₂ LINE

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem

Sevgili Kullanıcımız!

Lütfen bu kullanım talimatını dikkatle okuyunuz çünkü ürünün kullanımında dikkat etmeniz gereken önemli bilgileri içermektedir. Sorunuz olduğunda, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanım talimatı:

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem TIBBİ CİHAZ

Bileşimi:

1 gram merhemde 0,7 mg Siyanokobalamin (B₁₂ vitamini) bulunur.

Diğer İçerikler: Aqua Purificata, Glyceryl Ste arate Citrate, Oryza Sativa Germ Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic Capric Triglycerides, Cetyl Alcohol, Glycerol, Olus Oil, Hydroxyethyl Urea, Ceramides, Niacinamide, Salvia Hispanica Seed Oil, Dimethicone, Zanthoxylum, Alatum Extract, Betaine, Phosphatidylcholine, Hexanediol-Caprylyl Glycol-Tropolone, Polysorbate, Cholesterol, Tocopherol, Xanthan Gum, Polyaminopropyl Biguanid.

Yağ miktarı % 24. Tüp ürün 100 gram, 25 ve 10 gram.

Kullanım alanı:

MAVENA® B₁₂ BariyerKrem, sedef hastalığı ve nörodermatit tedavisinde haricen kullanılır. Atopik dermatit' de cildin hücre yenilenmesi uyarılır, cildin doğal bariyer fonksiyonunu güçlendirir..

Kontrendikasyonları:

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem ne zaman kullanmamalısınız

Siyanokobalamin (B₁₂ vitamini) ile üründe bulunan diğer içerik maddelerine karşı alerjiniz olduğu takdirde Mavena®B12 merhemini kullanmamalısınız.

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem hangi hallerde doktor kontrolünde kullanabilirsiniz? Aşağıda, MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Creme sadece hangi özel durumlarda ve sadece özel dikkat göstererek kullanabileceğiniz açıklanmaktadır. Lütfen, bu konuda doktorunuza danışınız.

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem açık yaralarda ve cildin bakteriyel iltihaplanmalarında kullanmamalısınız. Özel dikkat göstererek **MAVENA® B₁₂ AD Akut Jel** (yani uzun aralıklarla veya daha az miktarlarda) kullanmanızı özellikle öneriyoruz

Gebelik ve emzirme durumlarında nelere dikkat etmelisiniz?

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem etken maddesi, doğada bulunan bir vitamindir. Yapılan klinik araştırmalar sonucunda, **MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem** kullanımının kandaki B₁₂ miktarını arttırmadığı tespit edilmiştir. Yine de bu preparatı gebelik esnasında ve emzirme döneminde doktorunuzun onayını alarak kullanınız çünkü bu konuda yeterince deneyim mevcut değildir. Emzirme döneminde merhem kullanımı gerekli ise, merhemi göğüs bölgesine sürmeyiniz. Ayrıca bebeğin, vücudunuzdaki merhem sürmüş olduğunuz bölgeler ile temasını engelleyiniz.

Çocuklarda ve yaşlılarda nelere dikkat etmek gerekir?

1 yaşın altında ve 70 yaşın üstündeki kişilerde **MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem** doktor kontrolünde kullanmanızı öneriyoruz.



Kullanıma ilişkin önlemler ve uyarılar

Hangi önlemler dikkate alınmalıdır?

Eğer **MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem** içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olup olmadığına emin değilseniz, merhemi ilk kullandığınızda, tercihen koltukaltının iç kısmına, küçük bir bölgeye sürerek alerjik reaksiyon olup olmayacağını kontrol etmenizi öneririz. Ürünü çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Dikkat edilmesi gereken diğer konular nelerdir?

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem göz bölgesine sürmeyiniz.

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem pembe renginin nedeni etken maddesidir. Söz konusu vitamin suda çözüldüğünden, elbiselerin boyanması mümkündür ancak bu lekeler normal olarak çamaşır makinesinde 30° C` de yıkama ile tamamen çıkar. Yine de merhemi cildinize sürdükten sonra, elbisenizi giymeden evvel emilmesini bekleyiniz.

Diğer maddeler ile etkileşimi

Diğer maddelerle olan herhangi bir etkileşimi bilinmemektedir.

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem hangi miktarda ve ne kadar süre ile kullanılmalıdır?

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem günde bir veya iki kere, vücudun hasta bölgelerine her bir cm²'ye 2 mg olmak üzere ince bir tabaka olarak sürülmelidir ve hafif masajla yedirilmelidir; bu miktar yaklaşık bir pirinç tanesi kadardır. Gebelik ve emzirme durumlarında **MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem** kullanılması için doktora başvurmak gerekmektedir.

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem ne kadar süre ile kullanılmalıdır?

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem ile tedavi, gerekli olduğu sürece yapılmalıdır. Şimdiye kadar yapılan deneyimlerde, süre olarak sedef hastalığının tedavisinde en fazla 16 hafta ve nörodermatit hastalığının tedavisinde en fazla 12 hafta saptanmıştır. Ancak etken maddesinin bilinen özelliğine bağlı olarak, tedavi süresinin herhangi bir özel önleme gerek olmaksızın daha uzun sürmesi mümkündür.

Yan etkiler

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem kullanılması esnasında hangi yan etkiler ortaya çıkabilir ve gerektiğinde hangi tedbirler alınmalıdır?

MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem ile tedavi esnasında bazen ciltte tahrişler (kızarma, kaşınma) görülebilir. Bunlar geçicidir ve nedenleri mutlaka **MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem** kullanılıyor olması değildir. Her ne kadar ciltteki tahrişler **MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem** kullanılması devam edildiğinde iyileşmekte ise de tedavinin kesilmesi önerilir, çünkü nadir durumlarda bunun nedeni **MAVENA® B₁₂ AD Bariyer Krem** bulunan etken maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerji olabilir. Şikâyetler önemli ise veya devam ediyorsa, doktora başvurunuz.

Eğer bu kullanım talimatında belirtilenlerin dışında bir yan etki tespit ederseniz, lütfen bu durumu doktorunuza veya eczacınıza bildirin.

Ürünün son kullanma tarihine ilişkin bilgiler



Ürün, tüpün üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır ve tüpün açılmasından sonra 4 hafta içinde tüketilmelidir.



Ürünün parti numarası ve son kullanma tarihi için tüpün katlanmış kısmına bakınız.



Ürünü 5° C'nin altında ve 25° C'nin üstünde muhafaza etmeyiniz.



Üretici Firma

Mavena Health Care Italia S.r.l. Via Caradosso 18 20123 Milano

Türkiye İthalatçı / Distribütör

Eurasya Elektronik ve Medikal Ürünler İç ve Dış Tic. Ltd. Şti
Mehmet Akif Mah. Zirve Sok. No 16A

34782 Çekmeköy / İstanbul

Tel : +90 (216) 328 61 60 -- Fax : +90 (216) 642 26 75

info@mavena.com.tr

Güncelleme tarihi: 10 Mart 2015

